	PRÁCTICA	IDENTIFICACIÓN POR PPBB Y CON SISTEMAS MINIATURIZADO API 10s														
	FECHA 2ª evaluación FEB19	ALUMNADO														
	INDICADORES	JCA	ABP	PCP	МСВ	LDC	EEP	PFG	DFG	BFM	AGC	SGI	MGR	CIP	FLP	ALP
C.P.1	Trabaja manteniendo las condiciones de asepsia indicadas y empleando materiales esterilizados															
C.P.2	Prepara la muestra considerando la homogeneización y dilución necesaria.															
C.P.3	Programa y dispone adecuadamente los materiales y medios de cultivo para su esterilización															
C.P.4	Hace un uso correcto de los EPI'S y EPC's, manipulando muestras, reactivos y materiales de forma correcta y segura															
C.P.5	Se aplican distintas técnicas de recuento según la carga microbiológica esperada															
C.P.6	Programa y dispone adecuadamente las autoclaves para el tratamiento de los residuos biológicos previo a su eliminación															
C.P.7	Comprueba y mantiene la limpieza y funcionamiento correcto de los equipos															
C.P.8	Realiza o participa en la calibración de los equipos de medida															
C.P.9	Lleva a cabo las tareas de mantenimiento periódico de los equipos del laboratorio															
C.P.10	Lleva a cabo la preparación de los equipos trabajando de forma ordenada y metódica y cumpliendo las medidas de seguridad establecidas															
	Calificaciones															

	PRÁCTICA	IDENTIFICACIÓN POR PPBB Y CON SISTEMAS MINIATURIZADO API 10s													
	FECHA 2ª evaluación FEB19 INDICADORES	ALUMNADO													
		JMS	FMB	AMG	MME	ROR	MPS	PPO	APY	MRL	ARH	VRS	JRT	SSA	EWG
C.P.1	Trabaja manteniendo las condiciones de asepsia indicadas y empleando materiales esterilizados														
C.P.2	Prepara la muestra considerando la homogeneización y dilución necesaria.														
C.P.3	Programa y dispone adecuadamente los materiales y medios de cultivo para su esterilización														
C.P.4	Hace un uso correcto de los EPI'S y EPC's, manipulando muestras, reactivos y materiales de forma correcta y segura														
C.P.5	Se aplican distintas técnicas de recuento según la carga microbiológica esperada														
C.P.6	Programa y dispone adecuadamente las autoclaves para el tratamiento de los residuos biológicos previo a su eliminación														
C.P.7	Comprueba y mantiene la limpieza y funcionamiento correcto de los equipos														
C.P.8	Realiza o participa en la calibración de los equipos de medida														
C.P.9	Lleva a cabo las tareas de mantenimiento periódico de los equipos del laboratorio														
C.P.10	Lleva a cabo la preparación de los equipos trabajando de forma ordenada y metódica y cumpliendo las medidas de seguridad establecidas														
	Calificaciones														